



De NIEUWE piCO™

Helpt mensen bij het stoppen met roken.



CO-meten was nog nooit
zo makkelijk

Gratis
COdata⁺
software

**Ideaal voor uitgebreid stoppen
met roken advies door:**

- Stoppen met roken organisaties
- Huisartsen
- Scholen
- Apotheken
- Praktijkondersteunders



Smokerlyzer®
www.bedfont.com

Kenmerken en voordelen

- Nieuw en makkelijk te gebruiken interface
- Antibacteriele SteriTouch® technologie
- Touchscreen
- Herkenbaar groen, oranje, rood verkeerslicht systeem
- 5 jaar garantie

Technische specificatie

Concentratie bereik	0-150ppm
Scherm	Kleuren touchscreen
Detectie principe	Elektrochemische sensor
Nauwkeurigheid	<3% verschil op opeenvolgende metingen
Waterstof kruisgevoeligheid	<6%
Stroom	3 x AA (LR6 van gelijkwaardig) 1 x CR2032 Lithium knoopcelbatterij
T90 reactietijd	≤17 seconden
Operationeel temperatuurbereik	10-40°C
Operationeel/transport/opslag druk	800-1200mbar
Operationele vochtigheid	10-90% niet condenserend
Levensduur van de sensor	5 jaar-5 jaar garantie
Gevoeligheid van de sensor	1ppm
Sensor afwijking	<10% per jaar
Afmetingen	Ongeveer 34 x 75 x 140 mm
Gewicht	Ongeveer 200g (inclusief batterijen)
Constructie van de monitor	Omhulsel: Polycarbonate/ABS blend SteriTouch anti-Microbial toegevoegd D-stuk: Polypropylene



Britse technologie

Bedfont Scientific Ltd

Station Road, Harrietsham, Maidstone
Kent, ME17 1JA, England
Tel: +44 (0)1622 851122, Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com
www.bedfont.com

© Bedfont Scientific Limited 2015

Issue 4- May 2016, Part No: MKT377_NL
Bedfont Scientific Limited reserve the right to change or update this literature without prior notice.
Registered in: England and Wales. Registered No: 1289798

