

FICHE TECHNIQUE

AEROSOL C28P



Le nébuliseur pour une utilisation régulière

Le CompAIR NE-C28P d'OMRON est doté d'un design robuste pour un usage intensif et convient au traitement des maladies des voies respiratoires inférieures, telles que l'asthme, les BPCO, la fibrose kystique ou l'emphysème. Son efficacité est prouvée par des études cliniques.

Ce nébuliseur combine un temps d'inhalation réduit et un dépôt de médicament efficace grâce à son compresseur puissant et sa technologie Virtual Valve Technology (V.V.T.)

Cette technologie limite le gaspillage de médicament lors de l'expiration et optimise la diffusion du médicament lors de l'inspiration. De plus, le kit nebulisation est réalisé en polypropylène facile à nettoyer et ne nécessite pas l'utilisation de valves en silicone habituellement utilisées dans les nébuliseurs conventionnels.

- » Temps d'inhalation court
- » Dépôt efficace au niveau des poumons
- » Rapide et fonctionnel
- » Longue durée de vie du compresseur
- » Taux de nébulisation élevé
- » Technologie de nébulisation V.V.T.
- » Interrupteur étanche

