

Samoa

La polygraphie qui voit loin

Le **polygraphe** Samoa mise sur une utilisation simplifiée pour le diagnostic et le contrôle de traitement grâce à ses attributs gagnants **Smart, Simple & Small**.

Smart

L'interface Bluetooth intégrée permet d'échanger des données avec les appareils de traitement des troubles respiratoires du sommeil de dernière génération de Löwenstein.

Les signaux servant au contrôle et au paramétrage du traitement, tels que le débit, la pression, le niveau de fuite ou le volume courant sont directement transmis depuis l'appareil de traitement vers Samoa. Liées simultanément aux paramètres de polygraphie enregistrés par Samoa, tels que la respiration, la SpO₂, le pouls ou la position, ces données peuvent être visualisées sur un ordinateur.

Simple

L'utilisation est très intuitive grâce à l'écran couleur intégré et aux branchements et connexions intuitives des capteurs.

Small

Peu encombrant et relativement léger, Samoa est très agréable à porter.

Enfin, une thermistance et une batterie amovible viennent parfaire les fonctionnalités de Samoa.



Samoa



Accessoires

Référence

Lunettes nasales à pression dynamique, 50 cm, LuerLock	200-0312/10
Lunettes à pression dynamique nasales/orales, 60 cm, LuerLock, sonde buccale petite taille	500003
Lunettes à pression dynamique nasales/orales, 60 cm, LuerLock, sonde buccale grande taille	200-0312/15
Adaptateur en T avec LuerLock, 50 cm	500001
Adaptateur en T avec LuerLock, 210 cm	500002
Capteur de doigt Softclip SpO ₂	930300
Thermistance	929320

Référence

Bande auto-agrippante bras	200-0311
Capteur thoracique	929140
Capteur abdominal	925395
Sangle de transport (thorax), taille M, noire	926280
Ceinture abdominale, taille M, noire	925389
Batterie pour Samoa	929180
Couvercle batterie pour Samoa	929124
Chargeur pour batterie Samoa	929181

Caractéristiques techniques

Dimensions :	90 mm x 66 mm x 29 mm (h x l x L)
Poids :	135 g, batterie comprise
Boîtier :	ABS, UL 94HB
Mémoire :	carte SD interne
Capacité de stockage :	Min. 100 h
Affichage des erreurs :	Écran/LED sur le dessus du boîtier
Transfert de données :	Port USB avec câble pour le transfert de données
Alimentation en tension :	Batterie lithium-ion rechargeable 3,6 V avec dispositif électronique de charge et circuit de protection
Maintenance et entretien :	Sans maintenance ni entretien
Mises à jour du logiciel :	Mises à jour gratuites tout au long de la durée de vie de l'appareil pour nos logiciels d'analyse et d'évaluation
Licence logicielle :	Aucune licence logicielle requise

Plus d'information sur

Désignation de l'appareil Référence

Samoa	1929010
-------	---------



Mentions légales

Dénomination : Samoa

Indications : Diagnostic des troubles du sommeil. Utilisation à domicile ou en milieu hospitalier. Patient à partir de 1kg

Classe du DM : IIa

Organisme notificateur : F+G Dr. Fenyves und Gut

Bon usage : Lire attentivement la notice d'utilisation fournie avec le dispositif

Remboursement : Prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr

Fabricant : F+G Dr. Fenyves und Gut

Distributeur : Löwenstein Médical France

Ce document est destiné aux professionnels et prestataires de santé à domicile.



Dr. Fenyves und Gut Deutschland
Daimlerstr. 23
72414 Rangendingen, Allemagne

Löwenstein Medical
6, Rue de l'Aulnaye-Dracourt
91300 Massy, France
T. +33 1693553-20
france@loewensteinmedical.com

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Allemagne
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com



loewensteinmedical.com

