

MESI mTABLET ECG

Le premier ECG complètement numérique

- ECG 12 dérivations sans fil et numérique
- Partage des résultats pour un deuxième avis immédiat
- Options d'analyse avancées avec MESI mRECORDS

ENREGISTREMENT DIRECT
DANS LE DMI



PLUSIEURS CÂBLES
PATIENTS DISPONIBLES



SANS FIL ET
PORTABLE



PARTAGE POUR UN
DEUXIÈME AVIS


Pourquoi choisir MESI mTABLET ECG ?



- ECG sans fil 12 dérivations
- Algorithme d'interprétation de Glasgow intégré
- Filtres ECG (amélioration du signal MESI, passehaut, passe-bas, secteur, myogramme)
- 8 options de visualisation avancée
- Paramètres de vitesse d'enregistrement et de sensibilité
- Zoom, ajout de commentaires et analyses avancées simplifiés avec marquage d'événements.
- Impression personnalisable directement depuis MESI mTABLET

Extensions logicielles

Le système **MESI mTABLET ECG** n'est pas seulement un électrocardiogramme avancé. En ajoutant des applications supplémentaires, vous pouvez élargir l'utilisation du système MESI mTABLET à toutes vos activités cliniques. Cela en fait inmanquablement un appareil médical d'un nouveau concept.



MESI FRANCE
32 boulevard du Port
95015 Cergy-Pontoise Cedex
France

E: info@mesimedical.fr
T: +33 (0) 6 73 66 38 19

www.mesimedical.fr

f MESIdoo

MESIfrance

in MESI



Production et
développement
européens



Présence mondiale

FDA

Autorisé par la FDA
(Food and Drug
Administration)

MDR

Conforme au EU
MDR (Medical
Device Regulations)

ISO
ISO 9001 Q-1664
ISO 13485 M-049

ISO 9001 et
ISO 13485

DQS MED
Certified
Management System

Conforme au
MDSAP