


ergoselect 12 – Caractéristiques techniques

Dimensions



ergoselect 12 – Caractéristiques techniques

Ergomètres couchés		ergoselect 12		
Réglage de la table (basculement et inclinaison)	Inclinable horizontalement jusqu'à 38° et latéralement jusqu'à 39°, en continu avec commande moteur via la télécommande, 3 positions librement programmables			
Réglage de la selle	En continu avec le moteur via la télécommande			
Télécommande, câble / radio	● / ○			
Table	200 cm x 65 cm			
Hauteur de la table (position table d'examen)	73 cm			
Tissu de revêtement	Facile d'entretien, résistant à l'usure, antimicrobien, antibactérien selon JIS Z 2801, résistant aux désinfectants, conforme à la Loi allemande sur les produits médicaux (MPG) selon DIN EN ISO 10993-5, -10			
Poids du patient (max.)	200 kg			
Abaissement d'urgence (en cas de panne de courant)	Avec batterie intégrée, abaissement en position de départ avec bouton d'urgence			
Unité de freinage				
Système de freinage	Frein à courants de Foucault piloté par ordinateur			
Entraînement	Technologie spéciale à courroie à plusieurs étages (sans glissement, peu d'usure)			
Charge	De 6 à 450 watts, indépendamment du nombre de tours			
Précision	Selon DIN VDE 0750-238			
Plage de vitesse de rotation	De 30 à 130 t/min			
Unité de commande	Type « D »	Type « M »	Type « P »	Type « T »
Intégrée/déportée sur statif	● / –	– / ○	– / ○	– / ○
Affichage, numérique	–	Charge, nombre de tours, temps, tension artérielle (LCD)		Écran couleur 7"
Affichage, graphique (par ex. courbe de la charge, courbe du pouls)	–	–	–	●
Affichage pour le patient	–	Nombre de tours avec plage nominale, pivotant		
Clavier	–	–	Clavier à touches sensibles	Clavier tactile
Protocoles d'ergométrie				
Librement définissables	–	–	10	10
Réglage manuel de la charge	–	–	●	●
Protocoles d'entraînement				
Librement définissables	–	–	–	10
Tests de performance prédéfinis	–	–	–	3
Extensions				
Prise de tension artérielle automatique	○	○	○	○
Interfaces				
Numérique (RS-232, USB)/Bluetooth/Wi-Fi		● / ○ / ○		
Dimensions et poids				
Ergomètre couché		Ergomètre couché avec emballage		
Longueur : 220 cm		Longueur : 230 cm		
Largeur : 90 cm (avec pièces rapportées)		Largeur : 98 cm		
Hauteur : 180 cm (max.)		Hauteur : 110 cm		
Poids : env. 255 kg		Poids : env. 295 kg		
Divers				
Alimentation électrique		100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz / 200 VA max.		

● Standard ○ Option