

ergoselect 5 – Caractéristiques techniques

Dimensions



ergoselect 5 – Caractéristiques techniques

Ergomètre		ergoselect 5	
Système de freinage	Frein à courants de Foucault piloté par ordinateur		
Entraînement	Technologie spéciale à courroie à deux étages (sans glissement, peu d'usure)		
Charge	De 6 à 999 watts, indépendamment du nombre de tours		
Précision	Selon DIN VDE 0750-238		
Plage de vitesse de rotation	De 30 à 130 t/min		
Réglage du guidon	Inclinaison 360° ● / Hauteur du guidon avec moteur ○		
Réglage de la hauteur de la selle	Mécanique, en continu ● / avec vérin à gaz ○ / avec moteur (patient incl.) ○		
Taille du patient	Pour une taille comprise entre 120 cm et 210 cm		
Poids du patient (max.)	160 kg ● / 200 kg ○		
Unité de commande	M (télécommande)	P (ergométrie)	T (écran tactile couleur)
Affichage, numérique	Charge, nombre de tours, temps, tension artérielle, fréquence cardiaque (LCD)		Écran couleur 7"
Affichage, graphique (par ex. courbe de la charge, courbe du pouls)	—	—	●
Affichage pour le patient	Nombre de tours, hauteur de la selle (avec l'option Moteur de selle)		
Clavier	—	Clavier à touches sensibles	Clavier tactile
Protocoles d'ergométrie			
Librement définissables	—	10	10
Réglage manuel de la charge	—	●	●
Protocoles d'entraînement			
Librement définissables	—	—	10
Tests de performance prédéfinis	—	—	3
Extensions			
Prise de tension artérielle automatique	○	○	○
Mesure de la saturation en oxygène	—	○	○
Récepteur FC	—	—	○
Interfaces			
Numérique (RS-232, USB)/ Bluetooth/Wi-Fi		● / ○ / ○	
Dimensions et poids			
Ergomètre		Ergomètre avec emballage	
Longueur : 101 cm		Longueur : 116 cm	
Largeur : 49 cm (largeur du guidon : env. 53 cm)		Largeur : 60 cm	
Hauteur : 127 cm (114 – 140 cm avec guidon réglable électriquement)		Hauteur : 148 cm	
Poids : env. 66 kg		Poids : env. 88 kg	
Divers			
Alimentation électrique		100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 100 VA max. (max. 140 VA pour les ergomètres avec moteur de guidon)	

● Standard ○ Option