



MESI

Simplifying Diagnostics

Pour toutes mesures de diagnostic.
Pour tout dossier patient.
Un système.

MESI mTABLET



Un appareil médical d'un concept totalement nouveau

Le système MESI mTABLET aide les cliniciens à fournir à leurs patients le meilleur examen médical en combinant **des mesures de diagnostic, les dossiers des patients et des outils d'assistance clinique** dans un seul système modulaire et convivial.

Tous les rapports de mesures et les données des patients sont automatiquement enregistrés dans le dossier du patient. Les informations peuvent être consultées sur un ordinateur, par le biais du système d'information du cabinet ou sur la **plateforme MESI mRECORDS intégrée**, qui offre un accès sécurisé à partir de tout appareil compatible avec le Web.

Ses performances ainsi que ses fonctionnalités peuvent être améliorées grâce à plusieurs extensions disponibles sur la **plateforme d'achat en ligne MESI mSTORE**.

ECG 12 dérivations

Indice de pression systolique

Pression artérielle


Spirométrie

Oxymétrie de pouls

Indice de pression systolique à l'orteil



reddot design award
winner 2018



* Ces images ne servent qu'à des fins de démonstration.

Accéder aux rapports d'examen n'importe où avec **MESI mRECORDS**

Chaque **MESI mTABLET** est livrée avec l'accès à l'application **MESI mRECORDS**. Il garantit que toutes vos mesures et données patient sont automatiquement stockées, et disponibles pour une analyse et un examen ultérieurs. MESI mRECORDS est accessible depuis n'importe quel appareil grâce à une connexion sécurisée.



mrecords.mesimedical.com

Stockage automatique des rapports d'examen avec **Intégrations des DMI**

La MESI mTABLET peut s'adapter entièrement à votre flux de travail. Vous pouvez imprimer vos résultats immédiatement, les stocker dans un dossier dédié sur votre ordinateur ou les télécharger automatiquement dans votre logiciel de logiciel patient. Choisissez le niveau d'intégration qui correspond le mieux à l'évolution de vos besoins.

Options de gestion des données:



MESI mRECORDS pour les impressions et la génération de PDF à partir de la plateforme



Stockage PDF direct à partir de MESI mTABLET en utilisant le service d'impression de MESI mTABLET



Intégration de la Worklist prenant en charge les formats GDT, HL7, DICOM, XML



Intégration complète pour une solution entièrement personnalisée

Choisissez une configuration adaptée à votre cabinet



Support mural



Sur bureau



Chariot



Visites à domiciles

Une solution avec des possibilités illimitées



La prédiction médicale : un atout pour votre travail

Le traitement des informations par la MESI mTABLET est tout simplement incomparable. Les résultats des mesures diagnostiques objectives, le triage, les avis des spécialistes, les consultations et toute autre donnée sont stockés dans un seul endroit numérique. L'utilisation de l'IA nous permet dès lors de faire passer l'analyse de purement descriptive (Que s'est-il passé ?) et diagnostique (Pourquoi cela s'est-il passé ?) à prédictive (Que va-t-il se passer ?). Nous pouvons de cette façon détecter les pathologies à un stade précoce, prédire les résultats futurs en fonction des données passées et recommander des actions. Grâce à l'évaluation médicale prédictive, la MESI mTABLET devient véritablement un outil de nouvelle génération pour le dépistage précoce des maladies.



Toujours à jour

MESI mTABLET est constamment mise à jour avec des outils de diagnostic et des applications médicales supplémentaires. Cela renforce ses fonctionnalités et permet aux utilisateurs d'accéder aux informations et aux outils dont ils ont besoin.



Améliorer le flux d'informations entre les professionnels de santé

La communication entre le médecin de soins primaires, l'infirmière et le spécialiste est cruciale pour le diagnostic et la prise en charge du patient. Avec MESI mTABLET, toutes les parties prenantes accèdent aux informations sur les soins de santé dans le même format. Cela évite les malentendus dans la communication et les incohérences dans les rapports, réduisant ainsi le temps consacré au diagnostic et au traitement.



MESI

Simplifying Diagnostics

MESI FRANCE

32 boulevard du Port
95015 Cergy-Pontoise Cedex
France

E : info@mesimedical.fr
T : +33 (0) 6 73 66 38 19

www.mesimedical.fr



MESIdoo



MESImedical



MESI



Présent dans le monde entier



Production et création européenne



Certifié ISO 9001 et ISO 13485 et ISO 13485



Conforme aux Règlements sur les dispositifs médicaux de l'UE



Conforme à la norme MDSAP



Approuvé par la Food and Drug Administration

MESI, Ltd. se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni obligation et ne sera pas responsable des conséquences découlant de l'utilisation de cette publication.

Septembre 2021