



CYCLUS 2

ECCENTRIC

Données techniques RECUMBENT ECCENTRIC

	RECUMBENT ECCENTRIC unidirectionnel (en arrière) - CY00350	RECUMBENT ECCENTRIC 2WAY bidirectionnel (avant / arrière) - CY00360
Précision de la puissance (jusqu'à 100 W)		4 watts
Précision de la puissance (supérieure à 100 W)		4%
Effort minimal		20 watts
Effort maximal (courte durée)		1000 watts
Précision de la fréquence de pédalage		1 tr/min
Fréquence de pédalage minimale (50/13)		10 tr/min
Fréquence de pédalage maximale (50/13)		80 tours/minute
Sens de rotation	unidirectionnel (en arrière)	bidirectionnel (avant / arrière)

Types d'effort

Puissance		ECC
Couple de rotation		ECC
Isocinétique	ECC	ECC / CON

Pupitre de commande

Écran couleur de 10,4 pouces	✓
Éditeur de profils d'effort	✓
Langues de l'utilisateur	DE, EN, FR, ES, IT, JP, PT, RU

Exportation de données

Fichier PDF	✓
Fichier TIFF	✓
Fichier CSV	✓
Fichier FIT	✓

Connectivité

Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5.2)	✓
Ethernet 10/100 Mbit	✓
USB 2.0	✓ 2x
RS232	✓
WLAN (802.11g)	✓ Option

Protocoles

Bluetooth FTMS (Fitness Machine Service)	✓ (limité)
Ergoline (RS232)	✓ (limité)
Ergoline (Winsocket)	✓ (limité)
Protocole Cyclus2 (RS232)	✓ (limité)
Protocole Cyclus2 (Winsocket)	✓ (limité)

Capteurs Bluetooth compatibles

Capteurs de fréquence cardiaque	✓
VO2 Master Pro	✓
MOXY	✓
CORE	✓
Powermeter	✓
Lactate Scout	✓
Lactate Express	✓

Périphériques USB compatibles

Mémoire USB	✓
Clavier USB	✓
Imprimante USB (PCL3, PCL5)	✓
Télécommande de guidon	✓

Fonctions Réseau

Imprimante réseau (PCL)	✓
Télécommande / Partage d'écran (VNC)	✓
Accès aux fichiers (FTP)	✓

Entrainement

Pied avant	✓
Frein	✓ 13T

General

Bloc d'alimentation	interne
Bouton d'arrêt d'urgence	✓
Alimentation en tension	100-240V~ / 50-60 Hz
Puissance maximale absorbée	1300 watts
Surface au sol	195 x 65 cm
Poids	70 kg