

LÖWENSTEIN
medical



CERA

Un sommeil réparateur.

 With people in mind

CARA

Un sommeil réparateur.

Radicalement modernes, les masques nasaux et bucco-nasaux de la famille CARA répondent aux exigences des patients qui attendent un ajustement optimal, un confort exceptionnel, une bonne tolérance cutanée et un système expiratoire doux et discret.

Parfaits sur tous les plans, nos masques CARA gagnent de plus en plus d'adeptes grâce à leur légèreté, la douceur et la souplesse de leur jupe, leur harnais réglable, un ajustement optimal et de nombreux autres détails astucieux. CARA propose une solution adaptée à pratiquement tous les utilisateurs de masque.

Jupe stable et parfaitement ajustée

Au premier coup d'œil, le masque fait bonne impression – ce qui se confirme par la suite. Douce et tout en souplesse, la jupe vient se lover autour du visage, assurant un confort maximal dans la durée, même sans capitonnage frontal.

Silence extrême proche de la perfection

Le système expiratoire situé à proximité de la rotule articulée a fait ses preuves au fil des ans. Pour la famille de masques CARA, il a encore été perfectionné. La réduction du nombre de pièces en facilite l'usage, diminue le poids total et respecte l'environnement en minimisant le volume de matière à produire et à éliminer.

Enfin, les qualités de CARA se complètent d'un débit d'air diffus qui ne gêne ni le patient ni son conjoint, ou encore d'un joint étanche empêchant tout courant d'air sur les yeux du patient.

CARA, masque plusieurs fois récompensé

CARA nasal a su convaincre un très large public. Ce masque a remporté des prix de design reconnus internationalement, notamment le « iF Design Award » et le « German Design Award ».



Vous n'avez qu'à l'enfiler



1
Détachez les attaches du masque.



2
Enfilez le harnais sur votre tête.



3
Fixer les deux attaches au bas du masque.



4
Ajustez le haut du harnais : il doit vous serrer le moins possible tout en assurant le maintien nécessaire.



Code couleur du harnais : partie colorée
(bleu ou syrah) dessus

Jupe souple et douce
disponible dans quatre tailles

Cordon de détache rapide
pour retirer le masque vite

Matière
extrêmement
résistante

Choisissez entre des
attaches à enfiler à la
main ou un ensemble
fixe

Système expiratoire
diffus et silencieux

Rotule articulée tournant à
360° et pivotant dans toutes
les directions pour une grande
liberté de mouvement



Ajustez le bas du harnais
de la même manière : il
doit vous serrer le moins
possible tout en assurant le
maintien nécessaire.



Les bandes inférieures du har-
nais ne doivent pas toucher les
lobes de vos oreilles.



Ajustez la cale frontale
en la serrant le moins
possible : elle ne doit pas
toucher le front ou juste
légèrement.



Visionnez notre vidéo utili-
sateurs sur YouTube.

Pièces de rechange



Harnais CARA
avec clips d'attache
XS : WM 25191
Standard : WM 25192



Harnais CARA Full Face
avec clips d'attache
WM 25243



Harnais XL CARA/CARA Full Face
sans clip d'attache
WM 25338



Jupe du masque CARA
Taille XS : WM 25189
Taille S/M : WM 25238
Taille M/L : WM 25239
Taille XL : WM 25576



Jupe du masque CARA Full Face
Taille S : WM 25601
Taille M : WM 25602
Taille L : WM 25603
Taille XL : WM 25676



Cordon de détache rapide CARA Full Face
WM 25623

Vous trouverez plus d'informations sur nos solutions thérapeutiques, nos accessoires et nos systèmes de masques sur le site loewensteinmedical.com

Caractéristiques techniques

	CARA	CARA Full Face		CARA	CARA Full Face
Classe du produit conformément à la directive 93/42/CEE	II a	II a	Résistance à l'écoulement		
Dimensions (l x h x p)	72 x 112 x 70 mm (Taille XS) 72 x 117 x 70 mm (Taille S/M) 72 x 118 x 70 mm (Taille M/L) 70 x 125 x 75 mm (Taille XL)	93 x 145 x 89 mm (Taille S) 93 x 160 x 90 mm (Taille M) 93 x 174 x 91 mm (Taille L) 96 x 185 x 100 mm (Taille XL)	• à 50 l/min • à 100 l/min	0,2 hPa 0,9 hPa	0,15 hPa 0,5 hPa
Poids	58 g (Taille XS) 59 g (Taille S/M) 60 g (Taille M/L) 69 g (Taille XL)	93 g (Taille S) 97 g (Taille M) 102 g (Taille L) 109 g (Taille XL)	Résistance à l'écoulement, valve expiratoire d'urgence Tolérance: ± 1 hPa • Inspiration à 50 l/min • Expiration à 50 l/min	– –	0,6 hPa 0,8 hPa
Espace mort	74 ml (Taille XS) 76 ml (Taille S/M) 79 ml (Taille M/L) 98 ml (Taille XL)	180 ml (Taille S) 219 ml (Taille M) 244 ml (Taille L) 291 ml (Taille XL)	Niveau de pression acoustique, valve expiratoire d'urgence • ouverte : • fermée :	– –	≤ 1,0 hPa < 4,0 hPa
Pression thérapeutique	4 hPa – 30 hPa	4 hPa – 25 hPa	Valeurs d'émission sonores déclarées combinées comme spécifié dans la norme ISO 4871 : • Niveau de pression acoustique : • Niveau de puissance acoustique : • Incertitude de mesure :	18 dB(A) 26 dB(A) 3 dB(A)	19 dB(A) 27 dB(A) 3 dB(A)
Raccord pour tuyau : raccord conique conforme à EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (mâle)	Ø 22 mm (mâle)	Durée de vie	5 ans	5 ans
Plage de température			Durée de vie utile	jusqu'à 12 mois ¹	jusqu'à 12 mois ¹
• Fonctionnement	de +5 °C à +40 °C	de +5 °C à +40 °C	Normes utilisées	EN ISO 17510:2020	EN ISO 17510:2020
• Stockage	de -20 °C à +70 °C	de -20 °C à +70 °C			

¹ La durée d'utilisation dépend du nettoyage et du produit de nettoyage utilisé, de la durée de port quotidienne, de la pression thérapeutique et de la sécrétion de sueur individuelle. L'utilisation de la deuxième jupe du masque (fournie en option) ne prolonge pas la durée d'utilisation.

Description du dispositif	Taille	Réf. article	Description du dispositif	Taille	Réf. article
CARA	XS	WM 25590	CARA Full Face	S	WM 25630
CARA	S/M	WM 25600	CARA Full Face	M	WM 25640
CARA	M/L	WM 25610	CARA Full Face	L	WM 25650
CARA	XL	WM 25580	CARA Full Face	XL	WM 25680

Mentions légales

Dénomination : Masque CARA
Indications : Masque destiné à acheminer le débit d'air (avec ou sans adjonction d'oxygène) de façon non invasive pour le traitement de l'apnée du sommeil ainsi que pour la ventilation non invasive de patients souffrant d'insuffisance respiratoire. Utilisation à usage multiple par un seul patient à domicile ou par plusieurs patients en milieu médical.

Classe du dispositif médical : IIa
Organisme notificateur : TÜV 0197 - Rheinland LGA Products GmbH, Nuremberg - Germany
Bon usage : Lire attentivement la notice d'utilisation fournie avec le dispositif
Remboursement : Pris en charge dans le cadre de prestation de soin à domicile ou en milieu hospitalier : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr

Fabricant : Löwenstein Medical Technology - Allemagne
Distributeur : Löwenstein Médical France
Ce document est destiné aux professionnels de santé et prestataires de santé à domicile.

CE 0197

© Protégé par le droit d'auteur. Toute forme de reproduction est soumise à l'autorisation expresse préalable de Löwenstein Medical. Pour des raisons techniques d'impression, toutes les indications sont fournies sans garantie.



P10-13612508

Made in Germany

Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Allemagne

Maison mère
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Allemagne
loewensteinmedical.com

Ventes + Service
Löwenstein Medical Schweiz
Seestrasse 14b
5432 Neuenhof, Suisse
T. +41 (0)56 4 16 41 26
F. +41 (0)56 4 16 41 21
info@loewensteinmedical.ch
loewensteinmedical.com

Ventes + Service
Löwenstein Medical France
6, Rue de l'Aulnay-Dracourt
91300 Massy, France
T. +33 (0)1 69 35 53 20
france@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com



With people in mind