

Invacare® | **Perfecto₂**



Concentrateur d'oxygène 5 Litres

La conception du concentrateur d'oxygène compact *Invacare Perfecto₂* a tout particulièrement été fondée sur les besoins du Patient et du Prestataire.

Les dernières innovations en termes d'économie d'énergie et de niveau sonore permettent d'optimiser le confort du Patient, les dépenses d'énergie, tout en respectant l'environnement.

Le **Perfecto₂** peut être prescrit jusqu'à 5 l/mn. Il est inscrit sur la LPP au vu d'une oxygénothérapie de déambulation à long terme.



Yes, you can.®



Design et performances techniques

Des techniques novatrices ont permis de réduire le son de la purge du compresseur à un niveau sonore quasiment indétectable. Le niveau sonore < 37dB est attesté par le laboratoire Allemand TÜV.

Economisons l'énergie

Grâce à une technologie de pointe, le **Perfecto₂** consomme peu et optimise les dépenses en matière d'énergie. Une carte intelligente située au cœur de l'appareil permet de régler les différents systèmes internes de pression. Pour les patients dont le débit est inférieur à 3l/min.

Caractéristiques et options



Economies d'énergie

Protection de l'environnement grâce à la carte électronique basse consommation.
280 Watts < 3l/mn
300 Watts < 5l/mn



Verrouillage du débitmètre **Flow Lock**

Verrouille le débitmètre afin de prévenir tout changement intempestif du débit.
Référence 1580295



Facile à entretenir

Le remplacement du filtre d'admission s'effectue à travers une porte prévue à cet effet.

Technologie **SensO₂**

Le **SensO₂** contrôle en permanence la pureté de l'oxygène.



Caractéristiques techniques

Perfecto₂	585 mm	380 mm	305 mm	20,5 kg	280 W @ ≤ 3 l/min Jusqu'à 2500m max. 300 W	0.5 - 5 l/min	<37 dB (A)

Perfecto₂	87 - 96%	5 PSI (34,5kPa ±10%)	ISO8359, MDD 230 V, 50 Hz

La prescription

CODE LPPR	Désignation du Forfait 1
1136581	Oxygénothérapie à long terme en poste fixe



Référence produit **Perfecto₂** : 1521652-IRC5PO2AWS

Document destiné aux professionnels de Santé

- Mentions légales
- Nom du produit : Invacare PerfectO2V
- Oxygénothérapie à long terme, poste fixe, concentrateur
- Prise en charge par l'assurance maladie en forfaits génériques
- Concentrateur d'oxygène jusqu'à 5l/mn dans le traitement des patients éligibles à une oxygénothérapie à long terme en poste fixe avec une déambulation inférieure à 1 h par jour
- Numéro du document interne : 1567984
- Dispositif médical de Classe IIa
- Organisme notifié DNV 83877-2010
- Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE
- Distribué par Invacare
- **IMPORTANT** : Veuillez vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage.

Technologie **SensO₂**

Concentration d'Oxygène

	à 85% - Led verte - Normale
	Entre 73% et 85% - Led jaune - Vérifier les filtres et le débit
	< à 73% - Led rouge - Contactez le Service Technique

Alarmes et Sécurité

- Alarme sans batterie
- Coupe-circuit
- Contrôle SensO₂ de la pureté de l'oxygène
- Valve de sécurité compresseur haute pression
- Sécurité haute température
- Alarmes de basse et haute pression
- Fonction auto-diagnostic avec mémoire des codes
- Alarme bas débit