



Choisissez le stéthoscope qui vous permet d'être ultraperformant.

Les stéthoscopes 3M™ Littmann® sont dotés d'une lyre ajustable avec embouts auriculaires souples. Presque tous les stéthoscopes 3M™ Littmann® utilisent la technologie de la membrane double fréquence, une invention 3M qui vous permet d'entendre différents sons de hautes et basses fréquences, par simple ajustement de la pression sur le pavillon. Bénéficiez d'excellentes performances acoustiques, d'une haute qualité et du confort dont vous avez besoin avec un stéthoscope 3M™ Littmann®.



	6	7-8	7-8	9-10	9-10	10+	10+	
	Stéthoscope Lightweight II S.E.	Stéthoscopes Classic II Pédiatrique et Nouveau-né	Stéthoscope Master Classic II™	Stéthoscope de surveillance Classic III™	Stéthoscope de diagnostic Cardiology IV™	Stéthoscope Master Cardiology™	Stéthoscope électronique Modèle 3200	Stéthoscope numérique CORE
	Idéal pour la mesure de la pression artérielle et les examens cliniques de base.	Outils d'examen clinique, sûrs et performants, conçus pour l'auscultation et la surveillance au quotidien de vos patients.			Garantissent une qualité acoustique exceptionnelle afin de fournir le meilleur diagnostic possible. Idéal pour les soins intensifs et les environnements difficiles.		Hautes performances en matière d'auscultation. Entendez grâce aux fonctions d'amplification x24 (stéthoscope électronique), x40 pour le stéthoscope numérique, de réduction du bruit ambiant et de connectivité en option.	
Longueur approximative	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Poids approximatif	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	185 g	232 g
Garantie	2 ans	3 ans	3 ans	5 ans	7 ans	7 ans	2 ans	2 ans
Membrane	Double fréquence	Traditionnelle (Flottante)	Double fréquence	Double fréquence (en une seule pièce)	Double fréquence (en une seule pièce)	Double fréquence	Électronique	Double fréquence (2)
Diamètre approximatif du pavillon	Double pavillon 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm	Double pavillon Pédiatrique 3,4 cm 2,7 cm Nouveau-né 2,8 cm 1,7 cm	Simple pavillon 4,3 cm	Double pavillon Côté adulte 4,3 cm Côté pédiatrique 3,4 cm	Double pavillon Côté adulte 4,3 cm Côté pédiatrique 3,4 cm	Simple pavillon 4,8 cm	Simple pavillon 5,1 cm	Double pavillon Côté adulte 4,3 cm Côté pédiatrique 3,4 cm
Caractéristiques	Pavillon de forme ovoidale Peut se placer sous les brassards de prise de tension	Spécialement conçu pour les plus petits patients	Conçu pour offrir une meilleure prise en main et une grande maniabilité	Pavillon convertible en cloche	Pavillon convertible en cloche Double tubulure	Double tubulure Meilleure réponse acoustique de la gamme de stéthoscopes Littmann®	Élimine 85 % (en moyenne) du bruit ambiant Technologie sans fil Bluetooth® Enregistrement et réécoute	Amplification jusqu'à 40 fois* Fonction de basculement de l'écoute analogique au numérique Se connecte au logiciel Eko sur un appareil mobile** pour sélectionner, sauvegarder et partager des données

Des ressources de formation à portée de main.



Application 3M™ Littmann® Learning Institute
Gratuit à l'achat d'un stéthoscope 3M™ Littmann®!

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur Littmann.fr

3M, Littmann, le L du logo Littmann, Classic III, Cardiology IV, Master Classic II et Master Cardiology sont des marques déposées de 3M. Bluetooth est une marque commerciale déposée de Bluetooth SIG. Les marques commerciales d'Eko, y compris CORE, sont des marques déposées d'Eko Devices Inc.

*A une fréquence de pic, par rapport au mode analogique
** non inclus



Stéthoscopes 3M™ Littmann® : informations de commande et guide des couleurs de tubulures

Composants
(Pavillon/Lyre/Base)

Stéthoscope Lightweight II SE	Stéthoscope Classic II Nouveau-né	Stéthoscope Classic II Pédiatrique	Stéthoscope Master Classic II™	Stéthoscope de surveillance Classic III™	Stéthoscope de diagnostic Cardiology IV™	Stéthoscope Master Cardiology™	Stéthoscopes Electronique 3200 Numérique CORE
-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--	--	--------------------------------	---

Couleur de la tubulure

Toutes les finitions standard	2450 Noir	2114 Noir	2113 Noir	2144L Noir	5620 Noir	5627 Bordeaux	6152 Noir	6156 Prune	2160 Noir	3200BK27 Noir
	2451 Bordeaux	2114R Rouge	2113R Rouge	2146 Bordeaux	5621 Gris	5633 Rose nacré	6154 Marine	6158 Framboise	2163 Bordeaux	3200BU Bordeaux
	2452 Bleu Caraïbes	2124 Bleu Caraïbes	2119 Bleu Caraïbes	2147 Marine	5622 Marine	5831 Prune	6155 Vert chasseur		2164 Marine	3200NB Marine
	2454 Bleu ciel		2122 Framboise		5623 Bleu Caraïbes	5832 Lavande			2167 Prune	
	2456 Rose nacré				5630 Bleu ciel	5835 Turquoise			2178 Bleu Caraïbes	
						5839 Jaune citron				
Entièrement noir (Black Edition)				2141 Noir	5803 Noir	5868 Bordeaux	6163 Noir	6168 Marine	2161 Noir	8490 Noir
Tout laiton									2175 Noir	
Tout cuivre					5809 Chocolat					
Tout Smoke					5811 Noir	5871 Framboise	6162 Noir		2176 Noir	
					5812 Vert olive		6166 Prune	6171 Turquoise	2182 Vert olive	
Rainbow/Laiton/Laiton	2157 Framboise	2153 Bleu Caraïbes			5806 Framboise	5807 Bleu Caraïbes				
Laiton/Smoke/Smoke							6164 Noir			
Rainbow/Noir/Noir					5870 Noir		6165 Noir			
Miroir/Smoke/Smoke					5862 Framboise	5863 Marine				
					5959 Bleu ciel					
Miroir/Standard/Miroir							6177 Noir	6170 Bordeaux		
Champagne/Smoke/Smoke					5861 Noir	5864 Bordeaux	6179 Noir			
Champagne/Noir/Champagne							6176 Bordeaux	6190 Bleu Caraïbes		
Rainbow Brillant/Noir/Noir							6242 Marine			
Rainbow Brillant/Smoke/Smoke							6240 Noir	6241 Framboise		

Stéthoscope numérique CORE

Nouveau !

Composants :
Pavillon/Lyre/Base

Finition standard

Black Edition

Laiton

Cuivre

Smoke

Rainbow

Miroir

Champagne

Smoke Brillant

Rainbow Brillant

SÉRIE BASE COLORÉE : (le carré représente la couleur de la base)

Black Edition/Noir/Couleur							6200 Noir	6203 Noir	
							6201 Noir		
Smoke Brillant/Noir/Couleur							6202 Marine	6204 Noir	
							6232 Noir	6234 Bleu Caraïbes	
Smoke Brillant/Smoke/Couleur							6238 Gris		
Rainbow/Noir/Couleur							6205 Prune		
Champagne/Noir/Couleur							6206 Vert anglais		
Smoke/Smoke/Couleur					5872 Turquoise	5875 Citron vert			
					5873 Gris				
Miroir/Smoke/Couleur					5960 Prune	5962 Rose nacré			
Miroir/Standard/Couleur					5874 Bleu Caraïbes				

Couleurs approximatives.

www.littmann.fr | Également disponible : stéthoscope vétérinaire (1392)

3M France
Division Solutions Médicales
1, Parvis de l'Innovation | CS 20203 | 95006 Cergy-Pontoise Cedex

Dispositifs médicaux de classe I (stéthoscopes acoustiques) et de classe IIa (stéthoscopes électroniques). Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE (stéthoscopes acoustiques) et le marquage CE2797 (stéthoscopes électroniques). 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Le système Stéthoscope 3M Littmann CORE est un assemblage de Dispositifs Médicaux (DM) CE et CE0537. Dispositifs médicaux destinés aux professionnels de santé et étudiants en médecine habilités à réaliser des diagnostics. Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation - Distribués par 3M France - 95006 Cergy-Pontoise Cedex. Tous droits réservés. MSD-00576 - Nov. 2020.

