



FM 150

beurer
active

FM 150 Venen Trainer

 german
engineering



Luftdruckmassage mit an- und abschwellenden
Luftpolstern



Massageintensität stufenlos regulierbar



Verbessert die venöse Blutzirkulation

Revitalisierende Kompressionsmassage

Fördert die Durchblutung und lindert schwere und müde Beine

Löst Verspannungen

Luftdruckmassage mit an- und abschwellenden Luftpolstern

Massageintensität stufenlos regulierbar

Wechselseitiges Aufpumpen der Beinmanschetten

Mit Sicherheits STOP Taste

Mit Abpumpfunktion - für ein schnelles Entleeren der Luftpolster

Inkl. Timer-Funktion 10/20/30 min.

Einfache Bedienung mit Handschalter

Vielseitig einsetzbar - zuhause und unterwegs

Individuelle Anpassung der Beinmanschette mit Hilfe von
Klettverschlüssen

Inkl. Aufbewahrungstasche

Batterie- oder Netzbetrieb möglich

Medizinprodukt

Netzbetrieb:

Eingang: 100-240 V~; 50/60 Hz; 200 mA

Ausgang: 6 V $\square\square\square$ 500 mA; 3 W

Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA

Produktmaße (LxBxH): Beinmanschette: 61 x 67 x 0,5 cm

Produktgewicht: ca. 1,4 kg

3 Jahre Garantie

PZN: 12659193

VE: 2 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 64325 6

Art.-Nr.: 643.25



643.25_2020-01-14_03_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

PhysioLine